

Due orecchie. Un referto.

Con l'analizzatore cellulare IDEXX inVue Dx™, il tuo referto include entrambe le orecchie in un unico esame. Semplifica il flusso di lavoro e ottieni più approfondimenti.



Risultati obiettivi, accurati e riproducibili:

- + quantifica lieviti e batteri (bacilli e cocchi)
- + valuta la presenza di globuli bianchi
- + valuta la presenza di acari

Una galleria di immagini composite supporta i rilievi patologici formulati con l'Intelligenza Artificiale.

Le considerazioni diagnostiche, sviluppate grazie alle competenze di dermatologi diplomati, orientano le decisioni cliniche in tempo reale.

IDEXX

IDEXX VetConnect PLUS Home Esami offerti

← **SADIE** 123456 [Gestione del paziente](#)
Cane | Barboncino | Femmina | 4 anni

2024 **10 gen**

[Dettagli dei risultati](#) ▾

Citologia 1/10/24 8:02 PM

Sito: Orecchio sinistro

Batteri, bacilli: 0-1+ Compatibili con la flora normale

Batteri, cocchi **3-4+ Presenza di numerosi batteri cocchi**

Lieviti: 0-1+ Compatibili con la flora normale

Leucociti **Assenti**

Acari: Assenti

Considerazioni diagnostiche: Otite batterica con batteri cocchi. Il rilevamento di numerosi batteri cocchi è specifico al 95% per la presenza di otite batterica. Considerare le cause sottostanti l'otite esterna. Questi pazienti generalmente richiedono una prolungata durata del trattamento o terapie/procedure diagnostiche più intensive (lavaggio auricolare e diagnostica per immagini avanzata per indagare la presenza di tumore, otite media o corpi estranei).

Immagini

Citologia 1/10/24 8:02 PM

Sito: Orecchio destro

Batteri, bacilli: 0-1+ Compatibili con la flora normale

Batteri, cocchi **3-4+ Presenza di numerosi batteri cocchi**

Lieviti: 0-1+ Compatibili con la flora normale

Leucociti **Presenti**

Acari: Assenti

Considerazioni diagnostiche: Otite batterica con batteri cocchi. Il rilevamento di numerosi batteri cocchi è specifico al 95% per la presenza di otite batterica. Considerare le cause sottostanti l'otite esterna. Questi pazienti generalmente richiedono una prolungata durata del trattamento o terapie/procedure diagnostiche più intensive (lavaggio auricolare e diagnostica per immagini avanzata per indagare la presenza di tumore, otite media o corpi estranei).

Immagini

Si rilevano segni di otite in una o entrambe le orecchie del paziente.